

Wohin auch immer Ihr
nächstes Abenteuer Sie führt,
Transcend wird dabei sein.



Kanada - 4 Wochen Frieden und Ruhe!



Frankreich - Gebirgsmassiv



Afrika - Serengeti-Safari

Danke Transcend!


Jetzt, wo ich das kleinste, leichteste CPAP-Gerät von Transcend habe, angle ich wieder in dieser kleinen Ecke des Paradieses im Norden von Nirgendwo. Kein Strom? Kein Problem mit meinem P8-Akku von Transcend und einem tragbaren Solar-Ladegerät. Es beruhigt mich zu wissen, dass ich jetzt in jedem See der Welt angeln kann. Egal, wie abgelegen.



POWER

to go anywhere under the sun™

Energie für den Aufenthalt an
jedem Platz unter der Sonne™



TRANSCEND®
Schlafapnoetherapie SYSTEM

www.MyTranscend.com

TRANSCEND®
Schlafapnoetherapie SYSTEM


www.MyTranscend.com

Ein weiterer Geniestreich vom Innovationsführer Transcend®

Der Transcend Portable Solar Charger™ lädt Ihre Transcend P8™ oder P4™ Akkus in der Sonne auf, damit Sie sich auf Ihre CPAPTherapie unter den Sternen verlassen können. Die Solarmodule beginnen selbst bei schlechten Lichtverhältnissen mit dem Aufladen, sobald sie in die Sonne gelegt werden. Und was könnte grüner sein als kostenlose Energie? Zusammengerollt hat es etwa die Größe einer kleinen, zusammengefalteten Zeitung und lässt sich leicht für Ihr nächstes Abenteuer im Freien verstauen. Transcend Innovationen ändern die Art und Weise, in der Schlafapnoe- Therapie bereitgestellt wird.

Nutzen Sie die neuesten Angebote und setzen Sie sich mit dem Unternehmen für medizinische Ausrüstung in Verbindung, von dem Sie diese Broschüre erhalten haben.

ARTIKEL PROPOR-
TIONAL ABGEBILDET.



Transcend P8™ Akku für mehrere Nächte:

12 Stunden für volle Ladung bei vollständig leeren Batteriezellen (bei voller, direkter Sonneneinstrahlung)*

Transcend P4™ Akku für eine Nacht:

6 Stunden für volle Ladung bei vollständig leeren Batteriezellen (bei voller, direkter Sonneneinstrahlung)*

*Zeit ändert sich je nach Sonnenbedingung.

Spezifikationen:

- Zusammengefaltet 267 mm x 89 mm x 51 mm
- Entfaltet 762 mm x 533 mm
- Gewicht 0,45 kg

Laden Sie Ihre CPAP Akkus von Transcend® natürlich auf.

Die Akkus P8™ und P4™ von Transcend liefern bei Unwettern und Spannungseinbrüchen Ersatzenergie, um die ununterbrochene Therapie zu gewährleisten. Sie eignen sich darüber hinaus perfekt für den Einsatz an abgelegenen Standorten, an denen kein Strom zur Verfügung steht. Sorgen Sie dafür, dass sie immer über die erforderliche Energie verfügen, ganz gleich ob Sie unterwegs oder zu Hause sind.

- Leichtgewichtig und kompakt
- Haltbar – militäargetestet
- Einfache Verwendung
- Funktioniert bei schlechten Lichtverhältnissen
- Perfekt für abgelegene Orte oder bei Stromausfall

