



Ob zu Hause oder unterwegs,
Transcend liefert die Energie für
Ihre Schlafapnoe-Therapie.

Mit Transcends tragbaren Energieoptionen ist die Schlafapnoe-Therapie nicht länger an den Nachttisch gebunden. Machen Sie eine Autofahrt, springen Sie ins Flugzeug, segeln Sie davon oder schlafen Sie unter den Sternen. Es ist egal, wohin Sie gehen, die Energieoptionen von Transcend sorgen dafür, dass Sie nie auf den benötigten Schlaf verzichten müssen. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Schlafapnoe-Therapie Ihrem Lebensstil anzupassen.



TRAGBARE ENERGIE

Die individuelle Therapie ist
so einfach wie das **A B C**

Transcends patientenzentrierte Produktlinie verfügt über Zubehöroptionen wie kein anderes Schlafapnoe-Therapiesystem auf dem Markt, damit Sie eine auf Ihren Lebensstil zugeschnittene Therapie erhalten.

1 Therapie

- Transcend Auto™ mit Atemdruckentlastung
- Transcend EZEX™ CPAP mit Atemdruckentlastung
- Transcend® CPAP
- TranSync™ drahtlose Therapieüberwachung



2 Befeuchtung

- Transcend Heated Humidifier™



3 Energieoptionen

- P8™ Akku*
- P4™ Akku*
- Transcend Portable Solar Battery Charger™
- Mobiler DC Netzadapter



* Nicht für den Einsatz mit Transcend Heated Humidifier.

Weitere Informationen erhalten Sie von
Ihrem lokalen Transcend-Vertreter.

0800 – 4654727



Rx only

www.MyTranscend.com © 2014 Somnetics International, Inc.
Protected by U.S. and foreign patents issued and pending. Transcend® is a registered trademark of Somnetics International, Inc. - PN: 400148 Rev. A

TRAGBARE ENERGIE



Tragbare Energie für den
aktiven Lebensstil.

TRANSCEND®
Sleep Apnea Therapy SYSTEM

Transcend ändert die Art und Weise, in der Schlafapnoe-Therapie bereitgestellt wird.™

Der Lösung für die Schlafapnoe-Therapie unterwegs ist die tragbare Energie.

Tragbare Transcend Akkus

Die Akkuoptionen von Transcend, die etwa die Größe eines Kartenspiels haben, liefern tragbare Energie, damit Sie überall schlafen können. Sie stellen außerdem bei Unwettern und Spannungseinbrüchen Ersatzenergie für die ununterbrochene Therapie bereit.

- Schmal und leichtgewichtig
- Mit Netzteil, 12V oder Solar-Ladegerät aufladbar
- Ersatzenergiequelle bei Stromausfällen
- P4™ Akkus reichen für ungefähr 7 Therapiestunden.*
- P8™ Akkus reichen für ungefähr 14 Therapiestunden.*



*Rendimiento probado a 14 cm de H2O; el rendimiento real de la batería puede variar según la altitud, la frecuencia respiratoria y el volumen tidal. No debe usarse con el humidificador Transcend Heated Humidifier.

Transcend Portable Solar Battery Charger™

Der Transcend Portable Solar Charger™ (tragbares Solar-Ladegerät) lädt Ihre Transcend Akkus in der Sonne auf, damit Sie sich auf Ihre Schlafapnoe-Therapie unter den Sternen verlassen können. Zusammengerollt hat es etwa die Größe einer kleinen, zusammengefalteten Zeitung und lässt sich leicht für Ihr nächstes Abenteuer im Freien verstauen.

- Leichtgewichtig und kompakt
- Einfache Verwendung
- Funktioniert bei schlechten Lichtverhältnissen
- Lädt P4™ Akkus in ca. 6 Stunden auf*
- Lädt P8™ Akkus in ca. 12 Stunden auf*



* Funktioniert bei direkter Sonneneinstrahlung Die tatsächlichen Zeiten können variieren.

Mobiler Transcend DC Netzadapter

Der mobile DC Netzadapter eignet sich perfekt für den Einsatz in Lkws, Wohnmobilen, Autos oder Booten. Er liefert Energie, um Transcend Therapiegeräte unterwegs zu betreiben und die Transcend Akkus aufzuladen. Er kann sogar zusammen mit den Transcend Akkus eingesetzt werden, um sie während der Therapie aufzuladen.

- Schmal und tragbar
- Einfache Verwendung
- Als Ersatzenergie verwendbar
- Transcend Therapiegeräte können mit allen DC Steckdosen betrieben werden
- Zum Aufladen tragbarer Transcend Akkus



Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Händler für medizinische Geräte.