



ResMed

Actual Size: 140mm (Breite) x
175mm (Höhe)

Lineal dient zur Skalierung. So
verwenden Sie die Anpassungsvorlage:

1. Stellen Sie sicher, dass die Vorlage
maßstabsgerecht gedruckt wird
2. Schneiden Sie entlang der gestrichelten Linie
aus
3. Siehe Diagramm auf der Vorlage, um die
geeignete Kissengröße zu bestimmen

AirFit (F30)

Full face mask

© 2018 ResMed Ltd. All Rights Reserved.
Specifications may change without notice.
Product availability may vary across regions.
10111033/1 2018-10

Rx Only CE 0123

